



Notfallkonzept

Mit System für eine optimale Notfallversorgung



Synchronisierte Sicherheit ÖPNV - SPNV

Mit System für eine optimale Notfallversorgung ÖPNV - SPNV




Mit System für eine optimale Notfallversorgung

Eine Stadt hat viele Bereiche und Anforderungen:
unter anderem die Sicherheit in:

- ÖPNV - SPNV
- Stadtwerke

Unsere Systemlösungen tragen diesen Anforderungen Rechnung. Die optimal aufeinander abgestimmten Life Safe Systeme, gewährleisten eine schnelle und einfache Notfallversorgung im öffentlichen Raum, und fügen sich durch ein funktionales Design in jedes Stadtbild harmonisch ein.



Video - Beleuchtung

ELA - Kennzeichnung

Display - Fahrgastinformation

Ruftaster - Behindertengerecht

Rettungsmittel

Notfallversorgungslücken erkennen

Um die optimale Notfallversorgung zu erreichen bedarf es einer genauen Planung.

Minimale Rettungswege ermöglichen Systemlösungen an geeignete Standorte anbringen

Versorgungslücken können leicht anhand von Notfallkreisen mit einem Radius der Rettungswege erkannt werden.

Sind alle Standorte bestimmt, kommt es zu einer Auswahl der geeigneten Systeme auf die individuellen Standorte.



Systemlösungen für jede Anforderung



Wall-Case W5300

Einsatzbereich: Innen
Schutzart: IP 54
Notruf: GSM mit Trageeinheit
Systemvoraussetzung: keine

Einsatzorte:

Verwaltung



Notfallkoffer K1200

Einsatzbereich: Innen, Außen
Schutzart: IP 66
Notruf: GSM
Systemvoraussetzung: keine

Einsatzorte:

In den Fahrzeugen



Wall-Case W5800

Einsatzbereich: Außen
Schutzart: IP 54
Notruf: GSM mit Trageeinheit
Systemvoraussetzung: 230V
Zusatzfunktion: Taxiruf

Einsatzorte:

Öffentliche Außenbereiche

Systemlösungen für jede Anforderung



Notrufsäule R1000

Einsatzbereich: Innen / Außen
Schutzart: IP 54
Notruf: GSM mit Trageeinheit
Systemvoraussetzung: 230V
Optional: Infotaste
Taxiruf, Informationsfenster,
Videoüberwachung, ELA-
Beschallung

Einsatzorte:
Bahnhof,
öffentliche Außenbereiche



Notrufsäule R2000

Einsatzbereich: Innen, Außen
Schutzart: IP 54
Notruf: GSM mit Trageeinheit
Systemvoraussetzung: 230V
Optional: Infotaste
Taxiruf, Informationsfenster,
Videoüberwachung, ELA-
Beschallung

Einsatzorte:
Bahnhof,
öffentliche Außenbereiche



Notrufsäule SP3300

Einsatzbereich: Innen, Außen
Schutzart: IP 66
Notruf: GSM mit Trageeinheit
Systemvoraussetzung: 230V
Zusatzfunktion: Infotaste
Taxiruf, Informationsmonitor,
Videoüberwachung, ELA-
Beschallung

Einsatzorte:
Bahnhof,
öffentliche Außenbereiche

Systemfunktion der Rettungsmitteltrageeinheit

Die synchronisierte Notfallversorgung mit System.

- Automatischer Notruf
- Automatische Ortung
- Automatische Alarmierung
- Automatische Überwachung
- Ohne Strom und Telefon


Die Notrufsprechverbindung wird ununterbrochen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erhalten.

Durch die Freisprechverbindung hat der Ersthelfer die Hände frei und kann ohne Einschränkung die durch die Leitstelle gegebenen Anweisungen umsetzen.



Die Trageeinheit ist das Herzstück für alle Bauformen.

Systemlösungen für die Ortung



Notfallplan Defibrillatoreinsatz

Fahrer: Stadt Herzogenaurach, 91074 Herzogenaurach
 Standort des Defibrillators:
 edersdorf
 Ruf Standort: 0151 574 388 60
 DRUF 112 ÜBER KNOPF ODER BEI ENTNAHME
 STIM ÖFFNEN, TASTE 1, BEFRÄCH BEFREM, 2-TASTE 3 & AUFLESEN
 Übersetzung des Gesprächs über Mobil Standard, nicht!

Notfallplan:

Absetzen des Notrufs an die 112 automatisch (Wo, Was, Wie, Wie viele)
 Ersthelfer informieren (siehe untenstehende Liste Punkt 3)
 AED-Defibrillator entnehmen, öffnen und zum Unfallort gehen.
 Die automatische Anweisungen des Gerätes und der Rettungsleitstelle folgen

Funktionsliste

Position	Notruf an:	Telefon-Nr.:
Nachhilfe	PGSB	0111 3135424
Eintritte der Tragenheit	Leitstelle	112
Person-Service	AGB, Hr. Finlager	09132 1800
24 Stunden Service-Hotline	Castell Life Safe	0175 65 34 773

Ersthelfer vor Ort

Name:	Standort:	Telefon-Nr.:
Stefan-Achthaus	Hausstr. 25	09132 7364003

Technische Daten

IP:	IP6800
St:	32Bit
Stell:	Analog und GSM-Technologie
SW:	Standardsoftware liegt an und auf Verteilern

Rettungsmittel Inhalt

PRIMEC™ AED 3-Ph 7319420492
Flasche
Verbandsset
Beatmungsmaske
Bergtuch
Wärmewort
Nachhilfe mit Pressenanzahlung
0175 65 34 773

Bei Defekt: 24 Stunden Hotline 02732 - 26735
 © 2009 Castell Life Safe GmbH, Im Rosenfeld 5, 91225 Kreuztal

Notfall → Koffer öffnen → Notruf wird abgesetzt → Ortung wird eingeleitet

- der Retter wird von der Leitstelle in der Anwendung unterstützt
- das Rettungsteam wird zum Einsatzort geführt

Die regelmäßige Wartung nach der Anschaffung eines Defibrillators ist genau so wichtig wie die Entscheidung zum Kauf. Denn ohne regelmäßige Kontrolle der Funktionalität oder Tausch im Wartungsintervall der Elektroden und der Batterie führt zu dem Verlust der Funktionalität und dem damit verbundenen Risiko eine Reanimation nicht ordnungsgemäß zu unterstützen.

Deshalb ist in unseren Systemen die Wartung in den ersten vier Jahren komplett inklusive. Wir übernehmen für Sie nicht nur alle relevanten Folgekosten für z. B. Tausch der Elektroden oder Batterie, sondern auch die Überwachung, dass die Wartungsintervallen eingehalten werden.



Je umfangreicher und komplexer ein System aufgebaut ist, ist eine manuelle Überwachung fast unmöglich.

Unsere RFID-Überwachungssystem für Medizinprodukte gibt Ihnen alle Antworten automatisch auf einen Blick:

- Objekt
- Standort
- Anschrift
- Telefon-, Faxnr.
- Wartungsfirma
- Ansichten
- Standortbeschreibung
- Bilder
- Wartungshefte
- Bedienungsanleitung etc.

1. Zugriffsrechte

W.Mueller@internet.net

Passwort123

Mitarbeiter: Leserecht
Admin: Lese- & Schreibrecht
...

2. Standortübersicht

Defibrillator Typ	Seriennummer	Standort	Wartungsintervalle
Primedic AED	73154006220	Bau 3, 2. OG...	2 (Jahre)
Primedic AED	73154006221	Verwaltung...	2 (Jahre)

...

3. Wartungsstand/Historie

Standort	Letzte Wartung	Nächste Wartung
Bau 3, 2. OG, Gang Mitte	24.09.2009	24.09.2011
Hauptverwaltung, Zentrale	01.09.2007	01.09.2009

...

Wartung überschritten

4. Eskalationsmatrix

Wartung überschritten
Meldung
an Lieferant

SMS
E-Mail
Fax
...

Keine Rückmeldung
Am 8. Tag
Erinnerungsnachricht

Rückmeldung
Wartung wird
durchgeführt

...